

PULL DE FONCT. THERMO STRETCH E.S.MOTION 2020*



Suggestion d'emplacement Pull de fonct. thermo stretch e.s.motion 2020		Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)			
N°	Emplacement	Broderie directe	Emblème à broder	Impression par transfert	Gravure laser ^{a)}
1	Côté gauche de la poitrine	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	Positionnement individuel, également possible sur les fermetures-éclair et les coutures
7	Couture avant gauche sur les épaules	5 x 2	10 x 2	10 x 2	
16	Côté droit de la poitrine	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	
22	Couture avant droite sur les épaules	5 x 2	10 x 2	10 x 2	
35	Omoplate gauche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
39	Omoplate droite	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
43	Dos au centre	25 x 10	25 x 10	25 x 25	
44	Nuque au centre	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
45	Dos sur le bord/la ceinture au centre	—	—	30 x 10	
84	Dos côté gauche	3 x 22	—	10 x 30	
85	Dos côté droit	3 x 22	—	10 x 30	

^{a)} Non recommandé sur les articles blancs et noirs.

*Exemple de couleur/marquage publicitaire possible sur tous les coloris d'articles !
L'image sert uniquement d'illustration.